

Recolección de hisopos nasales

Para cada hisopo necesitará:

▪ Pañuelo o papel ▪ Hisopo estéril ▪ vial/bolsa de recolección

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Suénate/sóplate la nariz para eliminar el exceso de mucosidad.
3. Retire el hisopo de la bolsa pequeña.
4. Inserte el hisopo en una fosa nasal aproximadamente a la profundidad de la punta del hisopo.
5. Gire el hisopo contra la pared de la fosa nasal al menos dos veces.
6. Repita los pasos 4-5 en la otra fosa nasal.
7. Coloque el hisopo en el vial.
8. Rompa el hisopo doblándolo para romperlo.
9. Vuelva a colocar la tapa en el vial, asegurándose de que esté bien cerrado y que no gotee ni se derrame.
10. Coloque el vial en la bolsa de recolección pequeña.
11. Lávese las manos nuevamente con agua y jabón.



PREGUNTAS: Contacto , [<nombre>](#), [<correo electrónico>](#)